

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ  
З ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  
“КІЛЬКІСНИЙ МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ  
АНАЛІЗ”**

**ХАРКІВ 1997**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ  
З ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  
“КІЛЬКІСНИЙ МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ  
АНАЛІЗ”**

Рекомендовано  
кафедрою фізики твердого тіла  
Протокол № 2 від 23.01.95 р.

Харків ХДУ 1997

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  
з фізичного матеріалознавства “Кількісний метало-  
графічний аналіз”. Упоряд: Є.Ю. Бадіян, А.Г. Тонкопряд -  
Харків: ХДУ, 1997. - 14 с.

**Упорядники:** Є.Ю. Бадіян  
А.Г. Тонкопряд

# КІЛЬКІСНИЙ МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

## Мета роботи:

Вивчити методи визначення кількісних характеристик мікроструктури:

1. розміра зерна,
2. питомої поверхні розділу фаз і зерен,
3. фазового складу сплаву,
4. хімічного складу сплаву.

## В С Т У П

Методи кількісної металографії необхідні для визначення характеристик багатьох важливих особливостей структури: величини зерна однофазних металів; величини включень або зерен окремих фаз, присутніх у сплаві; розмір і розподіл включень різних фаз сплаву; хімічний склад сплаву; площині границь зерен тощо.

Джерелом інформації про параметри просторової будови металів є параметри двовимірної структури, яка вимірюється на поверхні шліфа та кількісно взаємозв'язана з просторовими параметрами. Головними параметрами двовимірної та одновимірної структур є статистичні показники, які характеризують площини або лінійні розміри перерізів мікрочастинок, середні значення поверхневих, лінійних і точкових елементів структури на одиницю площини шліфа, середнє значення точок перетину січної лінії з лінійними елементами двовимірної структури на одиницю довжини січної та інші.

Майже всі методи, які застосовуються в кількісному металографічному аналізі, є статистичними, звідси точність вимірювань залежить від іх кількості. Для кожного методу існує розрахункова границя числа вимірювань, коли помилка стає незначною (~0.1%).

## I. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗЕРНА

Розмір зерна може бути визначений методом порівнянь видників під мікроскопом зерен з еталонними зображеннями методом підрахунку зерен, які належать певній одиниці поверхні шліфа; вимірюванням середнього умовного діаметра зерна або кількості зерен в 1  $\text{мм}^3$ .

## I.I. МЕТОД ВІзуальної оцінки розміру зерна (метод порівняння)

Для визначення розміру зерна мікроструктуру, досліджувану в окулярі мікроскопа або на матовому склі, або мікрофотографію структури при збільшенні  $\times 100$  зрівнюють з еталонними або стандартними шкалами і визначають номер або бал зерна.

Шкали складені таким чином, що при збільшенні  $\times 100$  номери зерен  $G$  відповідають числовим показникам розміру зерна за рівнянням:

$$m = 8.2 \frac{G}{(I.I.)}$$

де  $m$  - число зерен в  $1 \text{ mm}^2$  площині шліфа [1,2].

Еталони являють собою круги діаметром 79.8 мм, що відповідають площині на шліфі  $0.5 \text{ mm}^2$  при збільшенні 100 разів, які відмінні один від одного числом зерен на одиницю площині. На еталонних шкалах наведені мікроструктури з різною величиною зерна, які оцінюються номером. Всього є 18 номерів зерна: від - 3 до +14. Якщо розмір зерна в зразку виходить за межі еталонів шкали з номерами № I-IO, то користуються іншими збільшеннями, перераховуючи їх по відповідній таблиці ГОСТа.

Визначивши до якого номера шкали більше всього підходить розмір зерна дослідженого зразка, за допомогою спеціальних таблиць [1, 2] визначають кількісні характеристики мікроструктури: значення площині одного зерна в  $\text{mm}^2$ , кількість зерен на площині  $1 \text{ mm}^2$ , середню кількість зерен в  $1 \text{ mm}^3$ , середній діаметр зерна за розрахунком в  $\text{mm}$  і середній умовний діаметр зерна в  $\text{mm}$ .

## I.2. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНІ ЗЕРНА ЗА РОЗРАХУКОМ КІЛЬКОСТІ ЗЕРЕН, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОДИНИЦІ ПО- ВЕРХНІ ШЛІФА

На матовому склі мікроскопа або на мікрофотографії вибирають характерне поле зору, яке відповідає б визначеній площині поверхні шліфа. Так, при збільшенні  $\times 100$  площа шліфа, яка дорівнює  $0.5 \text{ mm}^2$ , буде обмежена колом діаметром 79.8 мм, або квадратом із стороною 70.7 мм. Число зерен повинно бути на менше 50; якщо їх всіх таки менше, то необхідно застосувати менше збільшення. На вибраній площині підраховують спільне число зерен за формулою:

$$n = n_1 + 0.5 n_2 \quad (\text{для круга}) \quad (I.2.)$$

$$n = n_1 + 0.5 n_2 - I \quad (\text{для квадрата або прямокутника}) \quad (I.3.)$$

де  $n_1$  - число цілих зерен в середині вибраної фігури,

$n_2$  - число зерен, перетнутих її границями.

Число зерен, що розташовані на 1  $\text{мм}^2$  площині шліфа, дорівнює

$$m = 2n \quad (I.4.)$$

При збільшенні, яке відмінно від 100,

$$m = 2 \left( \frac{g}{100} \right)^2 n_g \quad (I.5.)$$

де  $g$  - застосоване збільшення,

$n_g$  - число зерен, підраховане при цьому збільшенні.

Підрахунок зерен проводять не менш ніж для трьох характерних полів зору та визначають середнє арифметичне значення  $M_{\text{сер.}}$ . Середню площину перерізу зерна ( $F_{\text{сер.}}$ ) та середній діаметр ( $d_{\text{сер.}}$ ) визначають за формулами:

$$F_{\text{сер.}} = \frac{1}{m}; \quad d_{\text{сер.}} = \frac{1}{\sqrt{m}} \quad (I.6.)$$

Якщо на матовому склі або мікротографії відшукати квадрат площею  $S_1$ , відмінною від 0.5  $\text{мм}^2$ , то необхідно виміряти лінійкою сторону квадрата та визначати істинну площину квадрата на шліфі за формулою:

$$S_{\text{ист.}} = \frac{S_1}{g^2} \quad (I.7.)$$

Тоді кількість зерен, які знаходяться на одиниці площині шліфа:

$$m = \frac{n_{\text{сер.}}}{S_{\text{ист.}}} \quad (I.8.)$$

де  $n_{\text{сер.}}$  - кількість зерен у квадраті.

Середня площа зерна дорівнює

$$F_{\text{сер.}} = \frac{S_{\text{ист.}}}{n_{\text{сер.}}} \quad (I.9.)$$

Кількість зерен в одній і с половині

$$n_V = m^{3/2} \quad (I.10.)$$

### 1.3. ВИМІРЮВАННЯ СЕРЕДЬОГО УМОВНОГО ДІАМЕТРА ЗЕРНА АБО КІЛЬКОСТІ ЗЕРЕН В 1 $\text{мм}^3$

Якщо структура рівновісна, то на мікрографії або на матовому склі необхідно провести в різних напрямках декілька прямих ліній довільної довжини (рис. I). При вибраному збільшенні на досліджуваній поверхні необхідно, щоб було не менше 50 зерен.




Рис. I. Вимірювання середнього умовного діаметра зерна.

Кожна лінія повинна перетинати не менше 10 зерен. Підраховують точки перетину прямих ліній із границями зерен. Якщо кінці ліній закінчуються на самому зерні, а не на границі, то два кінцевих зерна приймаються за одне. Потім визначають сумарну натуральну довжину відрізків в  $\text{мм}$   $\sum L$  та сумарне число перетину зерен  $\sum n$ . Умовний діаметр зерна  $d_{\text{ум}}$  визначається із відношення:

$$d_{\text{ум}} = \frac{\sum L}{\sum n} \quad (\text{I.II.})$$

По відповідним таблицям визначають номер зерна.

Якщо структура дрібнозерниста або крупнозерниста, то визначення проводять при збільшенні, яке більше або менше 100 відповідно. У цьому випадку для визначення натуральної довжини відрізків вимірювану довжину розділяють на збільшення, яке застосовується, інші визначення проводять так, як і попередні. Точність вимірювань залежить від кількості проведених ліній і полів зору та зростає при їх збільшенні. Кількість полів зору повинна бути не менше трьох.

Результати обчислувань необхідно записати у вигляді таблиці I:

#	Збіль- шення зору	$n_1$	$n_2$	Загальна кіл. зер. на 1 $\text{мм}^2$	серед. зерна	число зерен на од. площині	умовний діаметр зерна
				зерн на поверх. на площині	зерна на од. площині		
				на площині шліфа, $0.5 \text{ мм}^2$	$m$	$E = \frac{1}{m}$ об'єма серед. зерен	$d_{\text{ум}}$

## 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ І ЗЕРЕН

Сумарна площа границь розділу фаз або зерен в одиниці об'єму  $V$  зразка називається питомою граничною поверхнею розділу  $\Sigma S$ . Для визначення питомої поверхні розділу застосовують метод випадкових січних і метод Кайзера.

### 2.1. МЕТОД ВИПАДКОВИХ СІЧНИХ

Метод випадкових січних, який застосовується для вимірювання питомої протяжності ліній на площині, розроблений С.А. Салтиковим, заснований на тому, що сумарна площа поверхонь в одиниці об'єму ( $\Sigma S$ ) дорівнює подвоєному числу точок перетину випадкових січних ліній з цими поверхнями розділу зерен або фаз, які відносяться до одиниці довжини січних:

$$\Sigma S = 2m, \quad (2.1.)$$

де  $m$  - середнє число точок перетину,  $\text{мм}^{-1}$ , яке вимірюється із відношення:

$$m = \frac{\Sigma K}{\lambda \cdot Z}, \quad (2.2.)$$

де  $K$  - сумарна кількість точок перетину в усіх полях зору,

$Z$  - число полів зору,

$\lambda$  - довжина січної.

Це відношення дієсне, якщо січні лінії зорієнтовані в просторі випадково, внаслідок чого рівномірний будь який кут зустрічі в просторі січної лінії з площею межуючих поверхонь.

При аналізі структури за допомогою метода випадкових січних можна структуру продивлятися через окуляр-мікрометр (окуляр із хрестом ниток), при цьому неперервно переміщуючи шліф прямок за допомогою мікрометричного гвинта, або на матове скло мікроскопа наносять пряму лінію, або коло, або спіраль.

Найбільш точний результат одержують при рівномірному розподілі січних по шліфу.

Визначити величину питомої поверхні:

- Роль січної може грати окуляр із січною - мікрометром або, якщо зображення перевести на матове скло, квадрат із рівним периметром або його сторона.
- Підрахувати число перетинів  $K$  із січною  $\lambda$  в декількох

полях зору з тим, щоб спільне число перетинів було на менше 100.

п) Розрахувати дійсну довжину січної  $L_{\text{дійсн}}$ .

$$L_{\text{дійсн}} = \frac{\lambda \cdot Z}{M}, \quad (2.3.)$$

де  $M$  - збільшення.

г) Розрахувати середнє число точок перетинів на одиниці довжини січної  $m$  (за ф-ю 2.2.) та підрахувати  $\Sigma S$  (за ф-ю 2.1.)

Одержані результати записати у вигляді таблиці 2.

# поля зору	K	$\lambda$	M	$L_{\text{дійсн}}$	$m$	$\Sigma S$ , мм	
						м-д випадкових січних	м-д Кайзера
І	I	I	I	I	I	I	I

## 2.2. МЕТОД КАЙЗЕРА

Метод Кайзера полягає в тому, що якщо невідоме число зерен в I  $\text{мм}^3$ , яке дорівнює  $n_V$ , то можна наблизено визначити питому поверхню зерен в зразку за формулою:

$$\Sigma S = \gamma \sqrt[3]{n_V}, \quad (2.4.)$$

де  $\gamma$  - числовий коефіцієнт, який залежить від форми зерна. Якщо припустити, що зерна мають форму ромбічного додекаедра, то  $\gamma \approx 2.67$ . Для розрахунку  $\Sigma S$  по Кайзеру слід взяти дані із таблиці I.

Результати розрахунків занести до таблиці 2.

## 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФАЗ У СПЛАВІ

Головний принцип, на якому базується визначення відносної концентрації фаз у багатофазних сплавах, полягає в тому, що об'ємна частка даної фази дорівнює відносній площині, яку займає ця фаза в довільному плоскому перерізі зразка, а також частку її на довільній лінії, яка проходить через зразок сплаву.

### 3.1. ЛІНІЙНИЙ МЕТОД (метод Розивала)

Лінійний метод визначення фазового (структурного) складу

сплава зводиться до вимірювання та підсумування довжин відрізків прямої лінії, яка проходить через дану фазу (або структурну складову), на визначеній довжині січної прямої. Сутність лінійного методу заключається в тому, що видима в мікроскопі або на мікрофотографії структура, яка складається із довільної кількості фаз, перетинається прямою лінією або рядом ліній (рис.2).

Якщо окрім підсумування довжин відрізків, які потрапили на кожну із фаз структури  $\sum \alpha_i$ , та розділити суми на спільну довжину січних ліній  $L$ , то одержані частинні будуть відповідати часткам площини шліфа або об'єма сплава, які займають кожна із цих фаз. Точність метода тим вища, чим довші січні лінії, які проведенні на шліфі або мікрофотографії. Лінії можна провести довільно, необхідно, щоб вони охоплювали всю площину, яку ми аналізуємо і були рівномірно по ній розподілені, тільки так можна одержати результат потрібної точності та достовірності.

Рис.2. Схема визначення об'ємної частки  $\alpha$  фази в  $\beta$ -матричному розчині лінійним методом.


Практично лінійний метод може бути здійснений за допомогою звичайного об'ект-мікрометра. Елементи структури вимірюються таким чином (див. рис.2.). Сума довжин відрізку вісьової лінії об'ект-мікрометра, яка лежить на заштіхованій фазі ( $\alpha$ ), дорівнює  $\sum \alpha_i$ , тоді об'ємний зміст фази  $\alpha$  в сплаві вимірють за формулou:

$$V_\alpha = \frac{\sum \alpha_i \cdot 100\%}{L}, \quad (3.1.)$$

де  $L$  - довжина шкали об'ект-мікрометра.

Якщо число складових фаз в сплаві більше двох, вимірюють та підсумовують довжини відрізків вісьової лінії лінійки для кожної із них. При цьому фазу з найбільшою об'ємною часткою одержують різницю суми об'ємних часток залишившихся фаз із 100%. Довжини відрізків оцінюють цілим числом поділок, при цьому похибка вимірювання тим менша, чим довші відрізкі, тобто чим крупніша структура і більше збільшення.

Якщо відомі густини фаз, які входять до сплаву ( $\rho_\alpha, \rho_\beta$ ).



можна розрахувати вагову кількість фаз, наприклад,  $\alpha$  за формuloю:

$$P_\alpha = \frac{V_\alpha \cdot \rho_\alpha}{V_\alpha \cdot \rho_\alpha + V_\beta \cdot \rho_\beta} \quad (3.2.)$$

Точність лінійного методу залежить від числа вимірюється в процесі аналізу відрізків, а також залежить від об'ємної частки структурної складової або фази, її дисперсності.

### 3.2. ТОЧКОВИЙ МЕТОД (метод Глаголєва)

Цей метод кількісного аналізу заключається в тому, що частка хаотично нанесених на мікрофотографію точок, які є на зображені досліджуваної фази, дорівнює об'ємній частці (або частці площин) цієї фази. Об'ємна частка фази  $\alpha$  задається часткою точок, які попали в ділянки, зайняті досліджуваною фазою.

На практиці застосовується впорядкована система точок у вигляді прямокутної сітки (рис.3). При цьому мається на увазі, що мікроструктурні складові розташовані хаотично, а відстань між вузловими точками в сітці була більшою по зваженню із розмірами структурних складових, які вивчаються. Об'ємна частка  $V_\alpha$  фази  $\alpha$  визначається із співвідношення:




Рис.3. Ілюстрація застосування точкового методу.

Якщо число структурних складових більше двох, підраховують окрім кількості вузлових точок, які потрапили на кожну із структурних складових в сплаві.

І для лінійного, і для точкового аналізу помилка визначення прямує до нуля при необмеженому зростанні числа точок або відрізків, які перетинають ділянки фаз.

Результати визначення об'ємного вмісту фаз в сплаві необ-

лідно занести до таблиці 3:

поле зору	Лінійний метод	Точковий метод					
п/п	$L$	$\Sigma a_{\text{сер}}$	$V_d$	$N$	$n_d$	$n_{\text{сер.}}$	$V_d$
	†	†	†	†	†	†	†

#### 4. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СПЛАВУ

Хімічний склад сплаву можна визначити, якщо відомі хімічні склади фаз або структурних складових сплаву.

Якщо сплав складається із двох фаз (структурних складових) а процентний вміст одного із компонентів  $A$  в фазі  $\alpha - C_A^\alpha$ , а в фазі  $\beta - C_A^\beta$ , то концентрація компонента  $A$  в сплаві може бути розрахована за формулою:

$$C_A = \frac{C_A^\alpha \cdot P_\alpha + C_A^\beta \cdot P_\beta}{100}, \quad (4.1.)$$

де  $P_\alpha$  та  $P_\beta$  - вагові кількості фаз  $\alpha$  та  $\beta$  у сплаві у відсотках відповідно.

Можна розв'язати і обернену задачу. Якщо відомий вміст одного із компонентів у сплаві, то можна визначити вміст структурних складових сплава, застосувавши вираз (припустимо, що питома вага фаз близька):

$$C_A = \frac{C_A^\alpha \cdot S_\alpha + C_A^\beta \cdot S_\beta}{100}, \quad (4.2.)$$

де  $S_\alpha$  та  $S_\beta$  - площини, які займаються фазами  $\alpha$  та  $\beta$  на мікрошліфі і виражені у %.

#### ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Визначити розмір зерна зразка, виготовленого при виконанні роботи №1, або запропонованого викладачем, методами, які описані у розділі I. Одержані дані занести до таблиці I. Порівняти та проаналізувати результати, одержані різними методами.

2. Визначити питому поверхню гранич зерен в однофазному зразку (із числа зразків, підготовлених у роботі №1) та поверхню розділу фаз у двофазному зразку, запропонованого викладачем. Одержані результати подати у "табл." таблиці 2. Проделти

порівняльний аналіз даних, які одержані різними методами.

З визначенням кількісно (об'ємне, загове) співвідношення фаз у двофазному зразку, застосовуючи точковий і лінійний методи. Одержані результати записати до таблиці 3. Зіставити результати, одержані різними методами.

### З В І Т

1. Звіт повинен увібрати в себе описи методів кількісного металографічного аналізу.
2. Результати кількісних розрахунків повинні бути подані у вигляді таблиць.
3. Мікроструктура вивчених зразків повинна бути замальована або сфотографована.

### ЛІТЕРАТУРА:

1. Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. Материаловедение/-М.:Металлургия, 1989.- 456 с.
2. Материаловедение и термическая обработка стали./Под ред. Бернштейна М.А., Раухштадта А.Г. - Т.И. Методы испытаний и исследования. Кн.І.- М.:Металлургия, 1991.- 304 с.
3. Справочник по практическому металловедению/Пилющенко В.Л., Б.Б.Винокур, С.Е.Кондратюк и др.- К.: Техніка, 1984.- 135 с.
4. Приборы и методы физического металловедения./Под ред. Ф.Вейнберга.- Вып.І.- М.: Мир, 1973.- 427 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ  
З ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  
“КІЛЬКІСНИЙ МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ  
АНАЛІЗ”

Упорядники: Бадіян Євген Юхимович  
Тонкопряд Алла Григорівна

**Безкоштовно**

**Відповіdalnyj випусковий A.Ф. Сіренко**

План 1997.

Тираж 100.

---

ХДУ, 310077 Харків, пл. Свободи, 4

Видавницький центр ХДУ